

CRITERES DE REJET DES ECHANTILLONS

| Type de non conformité | Actions à réaliser |
|---|--|
| Problème d'identification | |
| Aucune identification possible Ou Aucune identification sur le prélèvement ou discordance d'identité entre le prélèvement et l'ordonnance | REFUS |
| POUR TOUT PRELEVEMENT : Absence du NOM ou du Prénom ou de la date de naissance ou du nom de jeune fille sur le pvt <u>et</u> la fiche de transmission (mais présente sur l'ordonnance) Ou mal lisible /syntaxe différente entre le prélèvement et l'ordonnance | Si identité non confirmée : REFUS |
| Etat du prélèvement | |
| Incompatible avec l'analyse à réaliser | REFUS |
| Conservation pré analytique non respectée (Délai et/ou température d'acheminement) | REFUS |
| 1 seul tube pour GS 2 déterminations ou 1 tube pour GS + NF et/ou BNP <i>Rappel : interdiction réglementaire de réaliser 2 déterminations sur 1 seul prélèvement.</i> | Demander un nouveau prélèvement pour la 2 ^{ème} détermination |
| Conditions de préparation du patient non conforme | |
| Non à jeun d'aliments pour analyse à jeun strict | REFUS |
| Ordonnance non conforme | |
| Absence du nom et des coordonnées du médecin | REFUS |

Pour l'ajout d'un examen complémentaire à partir d'un prélèvement déjà transmis , se référer à partir du site web au délai pré analytique pour l'analyse concernée ou contacter le laboratoire.