

	C2 - PRELEVER LES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES	C2-ENR-06
	MANUEL DE PRELEVEMENT	VERSION-3
Application :		

15 - ELIMINATION DES DECHETS (cf. [L2-PR-01](#))

❖ Déchets potentiellement contaminés :

Il s'agit des déchets d'activité de soins à risques infectieux (**DASRI**) y compris les restes d'échantillons analysés, des matériels piquants ou coupants :

- aiguilles,
- lames,
- prélèvements bactériologiques,
- prélèvements sanguins....

Remarque : lors des prélèvements à domicile, **aucun déchet potentiellement contaminé n'est laissé chez le patient.** Chaque mallette de prélèvement contient un mini container (norme NF) adapté pour les récupérer. Lorsqu'il est plein, ce mini container est rapporté au laboratoire et jeté dans le container adéquat.

- les cotons souillés, issus des prélèvements, seront collectés dans un sachet Biohazard qui sera jeté au laboratoire dans un container à DASRI.

Rédaction:	Validation :	Approbation :	Page 27 / 28 Edité le : 2 mars 2015
------------	--------------	---------------	---